

Magnum Teszter



A Magnum Teszter egy kiegészítő a mágnesoterápiás készülékekhez, amellyel a mágnesetekercsek működése ellenőrizhető.

Mágnesoterápiás kezelők

Csatlakoztasson mágnesoterápiás kezelőeszközt a Magnum mágnesoterápiás készülékéhez.

Kapcsolja be a készüléket, válasszon ki egy kezelőprogramot (bármelyik lehet).

Indítsa el és a mágneses intenzitást állítsa a maximum értékre.

A Magnum Teszter-t érintse a mágnesetekercshez. Ekkor a teszterben vibrációt fog érzékelni.



A flexibilis mágnesetekercsek (ilyenek a készülékhez alapértelmezetten adott kiegészítők) esetén ez könnyen kivitelezhető, hiszen a mágnesetekercs közvetlenül egy vékony textilréteg alatt található.

Ha a Magnum Teszter-t lassan elemeli a mágnesetekercstől, a vibráció abbamarad (3-4cm távolságban).

Mágnesoterápiás matracok

Mágnesoterápiás matracoknál (Mat 100, Total Body 200 és 400) a mágnesetekercsek a matrac mélyén, több réteg szivacs és polifoam lemez alatt találhatók. Ezért a Magnum Teszter a matrac fekvő felületi oldalán nem érzékel!

Egyszerűen túl vastag a szivacsréteg az érzékeléshez.

Fordítsa meg a matracot!!! Az alsó felületről ellenőrizhető a matracban levő mágnesetekercsek működése.